

## sensION 系列便携式 / 台式多参数测量仪

sensION 系列多参数测量仪可以测量多种参数，如 pH、电导率、溶解氧、ORP（氧化还原电位）、总溶解性固体、盐度及温度等。友好的用户界面，易于实现各种参数的转换和测量。仪器具有温度自动补偿，自动校正的功能，使用方便而快捷。大屏幕液晶屏（LCD）显示测量结果。

sensION156 便携式多参数测量仪，是一款适合于实验室和野外测试的电化学仪器。此仪器具有数据存储功能，当仪器放置在数据传输基座上时，可通过 HachLink™ 软件将数据下载，连接打印机后可进行数据打印。仪器具有自动关机功能，可延长电池的使用寿命。全密封式键盘，具有优良的防水等级。

sensION378 是一款适合实验室使用的台式多参数测量仪，结构紧凑、功能强大。此款仪器无需数据传输基座，可直接通过 HachLink™ 软件将数据下载至计算机。



### 技术指标：

显示方式：	液晶显示屏（LCD）
输入：	(1) 哈希 pH/mV/ 温度 5 针连接头 (2) 哈希电导率或溶解氧探头的 5 针连接头
输出：	通过电源座连接的 RS232 缆线
电源配置：	4 节五号碱性电池或通过电源座连接交流电源(sensION156) 6-12V 直流电源，可使用哈希公司提供的外部电源，也可使用用户自行提供的电源 (sensION378)
环境要求：	0~50℃，85% 相对湿度，无水汽凝结现象
仪器尺寸：	21.2 x 8.7 x 4.2 cm(sensION156) 21.5 x 25.4 x 8.37 cm(sensION378)

表 12 sensION 系列多参数测量仪测量模式(一)

测量模式	pH 模式	毫伏模式	温度模式
量程	-2.00~19.99	-2000~2000mV	-10.0 ~ 110℃ 亦能用 °F 显示
分辨率	可选：0.001/0.01/0.1	0.1mV	0.1℃
精度或斜率	斜率：48-65mV /10 个 pH 单位	精度：0.2mV 或读数的 ± 0.15%，两者取较大者	精度：0 ~ 70℃ 时为 ± 0.3℃； 70 ~ 110℃ 时为 ± 1.0℃

表 13 sensION 系列多参数测量仪测量模式(二)

测量模式	溶解氧
量程范围	0 ~ 20 mg/L (ppm) ; 0 - 200% 饱和度
分辨率	0.01 或 0.1ppm(mg/L) ; 0.1% 的饱和度
精 度	满量程的 ± 1%

表 14 sensION 系列多参数测量仪测量模式(三)

测量模式	电导率	盐 度	总溶解性固体 (TDS)
量程范围	0~19.99 $\mu\text{S/cm}$ 20~199.9 $\mu\text{S/cm}$ 200~1999 $\mu\text{S/cm}$ 2~19.99 mS/cm 20~199.9 mS/cm	0 ~ 42 ppt (‰)	0 ~ 50,000 mg/L (以 NaCl 计)
分辨率	0.00~19.99 $\mu\text{S/cm}$ 0.01 $\mu\text{S/cm}$ 20.0~199.9 $\mu\text{S/cm}$ 0.1 $\mu\text{S/cm}$ 200~1999 $\mu\text{S/cm}$ 1 $\mu\text{S/cm}$ 2.00~19.99 mS/cm 0.01 mS/cm 20.0~199.9 mS/cm 0.1 mS/cm	0.1 ppt	00.00~199.9 mg/L 0.1 mg/L 20.00~1999 mg/L 1 mg/L 20.00~19.99 g/L 0.01 g/L 20.0~50 g/L 0.1 g/L
精 度	测量范围的 ± 0.5%	± 0.1 ppt (-2 ~ 35°C)	全量程的 ± 0.5%

订购指南:

54650-10 sensION156 便携式多参数测量仪, 电导率电极, pH 电极

54650-12 sensION156 便携式多参数测量仪, 溶解氧电极, pH 电极

54650-14 sensION156 便携式多参数测量仪, 溶解氧电极, 电导率电极, pH 电极

54750-16sensION378 台式多参数测量仪, 电导率电极, pH 电极

54750-18sensION378 台式多参数测量仪, 溶解氧电极, pH 电极

54750-20sensION378 台式多参数测量仪, 溶解氧电极, 电导率电极, pH 电极

选购附件：

*pH测定选购附件*

如需订购缓冲溶液、电极存储液及电极清洗液，详见样本中《pH计的缓冲溶液、电极存储液及电极清洗液》的相关内容。

51910-00	pH复合电极，带温度补偿功能，5针接头
51915-00	复合pH电极，平头，5针
51937-00	ORP复合电极，BNC接头
45300-02	带电磁搅拌器的电极支架
45300-00	电极支架
27047-00	电极洗涤剂

*电导率测定选购附件*

23075-42	85.47 mg/L，氯化钠标准液，100ml (180 ± 10 μS/cm, 90 ± 5TDS)
14400-42	491mg/L，氯化钠标准液，100ml (1000 ± 10 μS/cm, 500 ± 5TDS)
2105-42	1000 mg/L，氯化钠标准液，100ml (1990 ± 20 μS/cm, 995 ± 5TDS)
23074-42	10246mg/L，氯化钠标准液，100ml (18000 ± 50 μS/cm, 9000 ± 25TDS)
27143-49	标准溶液，500ml 53000 μS/cm, 35ppt 盐度
51975-00	电导率电极，1m 电缆线
51975-03	电导率电极，3m 电缆线
51899-00	低离子浓度流通池

*溶解氧测定选购附件*

51970-00	溶解氧电极，1m 电缆线
51970-03	溶解氧电极，3m 电缆线
51970-15	溶解氧电极，15m 电缆线
51971-00	BOD 套件（包括漏斗和溶解氧电极支架）
51968-00	溶解氧维护套件（包括两个溶解氧膜组件，填充溶液，抛光布，2块海绵）
51973-00	溶解氧电极膜组件
27591-26	溶解氧填充溶液，59mL

*通用选购附件*

51875-02	电源座 / 数据传输基座
49665-00	HachLink™ 数据采集与分析软件
48129-00	数据传输线

